

Medical Project

北里式 手首サポーター TFCC



北里大学病院作業療法士考案

- ◆ 特許構造の弾性プラスチックが尺骨頭をしっかりと固定
- ◆ 3点固定方式でしっかりと固定
- ◆ 3サイズ

特許出願中



【メカニズム】

- ・尺骨頭を下方に押し込む構造(業界初)
- ・3点固定により尺骨頭の下方向の力が増す

北里式 手首サポーター TFCC

【使用目的】

手関節の固定用(サポーター)として使用してください。三角線維軟骨複合体(TFCC)による障害に
対しての使用例があります。

【使用方法】

1. 3 サイズから適合サイズをご使用ください。
2. 指先側ベルト と 手首側ベルトを取り付けます。
3. 尺骨頭を尺骨頭固定位置(マーク)に合わせます。
4. 指先側ベルトと手首側ベルトを手に巻き固定します。
5. 尺骨頭固定ベルトをしっかり固定します。



*** ドアノブやペットボトルのふたをひねる動作, タオル絞り, 荷物を棚に上げる等の動作時のサポート**



装着方法

商品名 : 北里式 手首サポーター TFCC

カタログ番号	サイズ	手首周囲長さ		価格(税込み)
TF-S	S サイズ	～15cm		3,900 円 (4,290 円)
TF-M	M サイズ	15cm～20cm		3,900 円 (4,290 円)
TF-L	L サイズ	18cm～24cm		3,900 円 (4,290 円)
<材質> 内側素材 : 熱可塑性樹脂、ネオプレン 外側素材 : ポリエステル、ポリウレタン、ネオプレン ベルクロ部: ナイロン 100% <洗濯方法> 手洗い、自然乾燥				