

Mat Sensor

新製品 マットセンサー セレクトプラス

職員や外来者が踏んでも反応しません！

対象者だけに反応するマットセンサー

スイッチの入れ忘れがありません

対象者がマットを跨ぐことはありません

誤動作がありません



報知しない



報知する

Mat Sensor

ベッド上に対象者がいる場合は、マットセンサーは反応しません。

マットレス下にセンサーを置くことで、対象者がベッドにいる時はマットセンサーが OFF になります。
購入済みのマットセンサーも使用可能(*1)

特徴

◆ 電源の入れ忘れがありません。

ベッドに人がいると反応しないため、電源を OFF にする必要はありません。

◆ 対象者がマットを跨ぐことがありません。

マットを跨ぐ対象者の多くは、職員の行動を見て跨いでいます。職員は跨ぐ必要がありません。

◆ 誤動作がありません。

職員や外来者がマットを踏んでも反応しないため、誤動作がありません。

*トイレや検査等でベッドから離れる場合は中断ボタンを押します。再度ベッドに戻ると自動的にスイッチが入ります。

*マットレス下用センサーは体圧分散、エアーマットレスに対応しております。



マットレス下用センサー



マットセンサー



コントロール装置

カタログ番号	品名	価格(税別)
M1500	マットセンサー セレクトプラス	¥75,000
<p><仕様> ■マットセンサー サイズ:90cm×60cm 厚さ マット:4mm 材質:塩化ビニル樹脂 色:ライトグレー (保管時 45cm×60cm 2つ折り) ケーブル長 4m</p> <p>■マットレス下用センサー 横76cm×縦12cm×厚さ2cm、</p> <p>■コントロール装置 中断機能、自動再開機能、電源:ACアダプタ12V</p> <p><付属品> マットセンサー、マットレス下用センサー、コントロール装置、ナースコール接続アダプタ*2</p>		



*1)弊社発売のマットセンサーに接続できます。

*2) ナースコールによっては別途費用がかかることがありますので、事前に問い合わせください。