


















ナースコール接続アダプタ

各センサーをナースコールと連動して使用するとき必要です

- 各センサーをナースコールに連動して使用するとき、ナースコールを分配して離床センサーとナースコールを同時に使用可能にします。




















































ナースコールメーカー： ケアコム

ナースコール情報		ナースコール接続アダプタ情報			
コンセント形状	形状	メーカー型番	特記事項	Cat.#	形状
		不明	マイクロホン プラグ径 6mm C-2 を取り付け改造 	C-2	
		不明	マイクロホン プラグ径 6.3mm C-2 を取り付け改造 	C-2	
		RB-822 RB-822-C	標準 2ピン (大小のピン) ケアコム以外にも複数のメーカー から製造されています	A2-1	
			トーン 2ピン (同じ太さのピン)	A2-2	
		RB-823 RB-823-C	標準 3ピン (1本だけ太いピン)	A3-1	
		BA-501 BA-501-C BA-511 BA-511-C	アナログタイプ *1 ラベルがクリーム色または茶色	A4-1C	
		BA-501Z BA-501Z-C BA-511Z BA-511Z-C	デジタルタイプ *2 ラベルがシルバーで “Z” が記載されています	A4-1Z	
		RB-830Z	点滴・トイレボタン付	B5-1Z	
		BA-502Z BA-512Z	点滴・トイレボタン付	A6-1Z	
		RB-826WZ RB-830WZ	Well タイプ Well タイプ専用の分配コンセント (型名 BB-101WZ-2P/W6P) または、Well マルチアクシード (型名 BI-5WZ) が別途必要です 価格・詳細は、ケアコム社にご確認ください	CA-2	
		BA-601WZ BA-611WZ BA-602WZ BA-612WZ		CA-2	

ナースコールメーカー： ケアコム(パナソニック)

ナースコール情報		ナースコール接続アダプタ情報			
コンセント形状	形状	メーカー型番	特記事項	Cat.#	形状
		不明	マイクロホン プラグ径 6.3mm C-2 を取り付け改造 	C-2	
		VH-804M	トーン 2ピン (同じ太さのピン)	A2-2	
		VH-571 VHR-560 VHR-560C	トーン 2ピン (同じ太さのピン) VHR-560 は握り押しボタンなし	A2-2	
		VH-5085R1	C-2 を取付けて改造	C-2	

ナースコールメーカー：アイホン

ナースコール情報		ナースコール接続アダプタ情報				
コンセント形状	形状	メーカー型番	特記事項	Cat.#	形状	
		NBR-8A-C	標準 2ピン（大小のピン） アイホン以外にも複数のメーカー から 製造されています	A2-1		
		不明	C-2 を取付けて改造 	C-2		
		NB-RC/A	この 3 機種は裏蓋の内側に型番が記 載されています。開けて確認してくださ い	C-2		
		NC-RC		NB-RC/A は、C-2 を取付けて改造 (右図) 	A4-1NC	
		NE-RC/A		A4-1NE		
		UAR-8 UBR-8 UBR-8S		B2-3A		
		UB-SB8 UB-SB8S	C-2 を取付けて改造 	C-2		
		UBR-8-TT	ご使用のボタンを改造	改造		
		UB-SB8-TT	点滴・トイレボタン付 C-2 を取付けて改造 	C-2		
		NFR-C-OP	オプション入力用延長コード 	A3-2NFX		
		UX-3P	オプション入力用延長コード 	A3-2UB		
		NFR-8	呼出握りボタンとして単独使用また は、ハンド子機(NF-SB)に追加呼 出握りボタンとして接続	B5-1NFX		
		NFR-8-TT	呼出握りボタンとして単独使用また は、ハンド子機(NF-SB-TT)に追加呼 出握りボタンとして接続 点滴・トイレボタン付	B5-1NFX-TT		
		NF-SB		B5-1NFX		
		NF-SB-TT	点滴・トイレボタン付	B5-1NFX-TT		

離床センサー購入時にはナースコール接続アダプタが付属しておりますが、機種により改造や別途費用がかかることがあります。

- 該当するナースコールと適合するナースコール接続アダプタを確認ください
- 各グループで複数の型番がある場合のナースコールの形状図は代表的なものを表しています
- 不明確な場合や該当しない場合は、お問い合わせください
- Cat.#B5-1UBまたは、リスト外のアダプタは別途費用がかかります
- ナースコール接続アダプタのケーブルの長さは標準で約 30cm です。ケーブル長はご希望により変更可能です
- Well タイプは専用の分配コンセントが別途必要です。