

信頼と実績の医療プロジェクトがお届けする

2021 新製品のご案内 (Vol.04)

“患者様の安全を守ること

それは医療に携わる皆様を守ること“

少しでもお力になれるよう、医療プロジェクトは
これからも陰ながら支えてまいります。

2週間無料
お貸し出し

タグセンサー 徘徊・離棟・離院 防止対策！

NEW!



特徴

- 腕時計タイプ小型生活防水タグを使用しています。
- 工事が不要で、簡単に設置でき、設置場所の移動も可能です。
- 無線でナースステーション、事務所等で受信器が報知します。


タグ受信器



腕に取り付けた状態のIDタグ

ピンポン・・・

タグ受信器の3m～5m以内にIDタグを付けた患者/入所者が入ると受信器のアラームが報知します。



カタログ番号	品名・仕様	価格(税別)
M370	タグセンサー III	¥95,000
<仕様>	・タグ受信器:電源ACアダプタ 電波Bluetooth4.0 外寸115×80×22.5mm ・IDタグ 径27mm 厚さ9.1mm ・ボタン電池 約6か月 ・防水構造 IP57 (生活防水)	
<付属品>	タグ受信器(無線発信器内蔵) IDタグ 1台(腕取付用) 無線受信器(受信距離40m) *取り付け設置費用が別途必要な場合があります。	
【オプション品】		
M375	IDタグ(腕取付用)	¥9,000
320JB	お守り袋(単価¥2,000) 2枚入り	¥4,000

*タグ受信器が医用電子機器に与える影響はきわめて少ないものですが安全管理のため医用電子機器から20cm以上離してご使用ください。

*IDタグの感知距離は建物構造や受信器付近の金属の影響等で短くなることがあります。

サルバフィックス ソフトシリーズ




REMP3030

NEW!

POINT

- ベッドベルトは固定ボタンでロック
- 素早く、簡単に固定可能
- 洗濯が可能



三次元特殊素材で柔らかさと通気性を実現



SVT3720

SVT3730

カタログ番号	品名・仕様	価格(税別)
REMP3030	サルバフィックス ソフト(腹部用) ◆胴体周囲 68cm～108cm(幅 18cm) 固定ボタン3個 マグネットキー1個付	¥32,000
SVT3720	サルバファスト 手首用 2個1組 ◆30cm×6cm ストラップ長さ98cm 固定ボタン2個 マグネットキー1個付	¥18,000
SVT3730	サルバファスト 足首用 両足1組 ◆40cm×6cm ストラップ長さ227cm 固定ボタン2個 マグネットキー1個付	¥20,000

高耐久サルバフィックス安全帯



ポリエステル素材使用による型くずれや素材の傷みが少なく長期使用可能(ポリエステルは耐久性、安定性に優れた素材です。)

メモリー(記憶)システムにより固定位置がはっきりと確認でき、再装着に便利です。

人間工学的に作られた強力な操作しやすいマグネットロックキー



サルバフィックス安全帯メモリープロ セット			
	SVF800M 標準サイズ	腹部(M) 手首(M) 足首(M) 専用バッグ	¥75,000
	SVF800L Lサイズ	腹部(L) 手首(L) 足首(L) 専用バッグ	¥75,000
	SVF1000M 標準サイズ	腹部(M) 手首(M) 足首(M) 肩 専用バッグ	¥95,000
	SVF1000MP 標準サイズ	腹部(M) 手首(M) 足首(M) 肩 スライド防止ベルト 専用バッグ	¥100,000
	SVF1000L Lサイズ	腹部(L) 手首(L) 足首(L) 肩 専用バッグ	¥95,000
	SVF1000LMP Lサイズ	腹部(L) 手首(L) 足首(L) 肩 スライド防止ベルト 専用バッグ	¥100,000

サルバフィックス安全帯メモリープロ(腹部用)			
	SVF3000 標準サイズ	腹部用安全帯 胴体周囲 68cm～108cm(幅18cm)	¥40,000
	SVFM015A 標準サイズ	腹部用安全帯 ロングストラップタイプ 胴体周囲 68cm～108cm(幅18cm)	¥45,000
	SVF3001 小児用(S)	腹部用安全帯 胴体周囲 46cm～76cm(幅16cm)	¥40,000
	SVF3002 Lサイズ	腹部用安全帯 胴体周囲 95cm～135cm(幅18cm)	¥40,000
	SVF3003 XLサイズ	腹部用安全帯 胴体周囲 115cm～150cm(幅18cm)	¥50,000

サルバフィックス安全帯メモリープロ(手首用)2個入			
	SVF3250 標準サイズ	手首用安全帯 手首周囲 14cm～20cm(幅8cm)	¥19,000
	SVF3252 Lサイズ	手首用安全帯 手首周囲 19cm～25cm(幅8cm)	¥19,000
	SVF3251 小児用(S)	手首用安全帯 手首周囲 9cm～15cm(幅8cm)	¥19,000
	*手首用安全帯単体では使用できません。腹部用と併用してください。		


※他ラインナップについてはホームページ、裏面右記URLよりアクセスし、ご覧ください。

ワイヤレス離床センサー

2週間無料
お貸し出し

ワイヤレス送受信器がリニューアルしました！

NEW!



ワイヤレスマットセンサー M807



ワイヤレスベッドセンサー M525

簡単

- ・設置、接続、電源 ON で使用可能。難しい設定不要!!

便利機能

- ・中断機能を設け 1 分～5 分までの設定が可能!!
- ・中断時間終了後には、自動復帰でスイッチの入れ忘れを防止!!

低コスト

- ・他社製品と比べて低価格!! (当社従来品比：約 20%OFF)



カタログ番号	品名・仕様	価格 (税別)
M807	ワイヤレスマットセンサー (ナースコールタイプ) ◆マットサイズ：90cm×60cm 厚さ 5mm ・収納サイズ：45cm×60cm (二つ折り)	¥60,000
M809	ワイヤレスマットセンサー Lサイズ (ナースコールタイプ) ◆マットサイズ：150cm×60cm 厚さ 5mm ・収納サイズ：55cm×60cm (三つ折り)	¥80,000
M525	ワイヤレスベッドセンサー (マットレス上用) ◆センサーサイズ：76cm×45cm ・反応時間遅延機能 0秒 2秒	¥55,000
M519W	ワイヤレスベッドセンサー (マットレス下用) ◆センサーサイズ：83cm×26cm 厚さ 16mm ・反応時間遅延機能 0秒 2秒	¥60,000

マットセンサー キャリングケース

病棟間、保管場所からの移動に便利！

- ・手さげタイプで女性でもラク移動

吊り下げて保管が可能！

- ・保管場所に困っていたこともこれで解消
- ・マットセンサーの折り曲げによる故障も軽減

お手入れ 収納も簡単！

- ・ビニール素材なので拭くだけ簡単お手入れ
- ・使用しないときは畳んでコンパクト収納

品名・仕様	価格 (税別)
マットセンサー キャリングケース ◆サイズ：巾 60cm×55cm	¥4,500




離床センサー

2週間無料
お貸し出し

ビームセンサー

- ・ビームを遮ると報知
- ・非接触型で衛生的



ビームセンサー

赤外線センサー


- ・感知エリアの温度変化 (体温) を検知し報知
- ・カーテンタイプで広範囲



赤外線センサー

ベッドすわるセンサー

- ・端座位になると報知
- ・ギャッジが可能



ワイヤレスベッドすわるセンサー

クリップセンサー

- ・紐付きクリップが外れると報知
- ・本体から音が出せ 車椅子にも使用可



ワイヤレスクリップセンサー

ベッド柵センサー

- ・ベッド柵を握ると報知
- ・サイズは 2 種類



ワイヤレスベッド柵センサー

車椅子センサー

- ・車椅子から立ち上がると報知
- ・一時中断機能付き (自動復帰)



車椅子センサー

カタログ番号	品名・仕様	価格 (税別)
B301	ビームセンサー ◆センサーサイズ：62mm×35mm 厚さ 18mm ・ビーム距離設定：0.2～2m (任意設定)	¥69,000
M8351P	赤外線センサー カーテンタイプ ◆センサーサイズ：10cm×6.5cm 厚さ 3.5cm ・感知範囲：角度 98° 4° 距離 約 4m	¥59,000
M706W	ワイヤレスベッドすわるセンサー 片端タイプ (ギャッジ可能タイプ) ◆センサーサイズ：11cm×87cm 厚さ 5mm ・電波到達距離 20m	¥53,000
M8202W	ワイヤレスクリップセンサー ◆報知音：2色 ポリウム：4段階 (70db・80db・90db・無音) ・電波到達距離 20m	¥38,000
M200MW	ワイヤレスベッド柵センサー Mサイズ ◆センサーサイズ：65cm×12cm ・電波到達距離 20m	¥45,000
8374C	車椅子センサー ◆アラーム音：5色 ポリウム 2段階 ・中断機能付き	¥44,000

離床センサー

<http://www.medicpro.co.jp/poseykata.pdf>



抑制帯&抜針・抜管予防 ベッドセフティー用品

<http://www.medicpro.co.jp/hekata.pdf>



※ デモ、見本品のご用命は、弊社までお問い合わせ下さい。

お電話、FAX、E-Mailにて受け付けております。

お気軽にお申し付け下さい。

なお、抑制具に関しましては、臨床試用が出来ませんのでご了承下さい。

株式会社メディカルプロジェクト

本社：〒420-0026 静岡県葵区大鋸町1番地の12
TEL 054-252-1141 FAX 054-254-0574
<http://www.medicpro.co.jp/>
E-Mail: info@medicpro.co.jp

