

Bed Sensor

離床センサー ベッドセンサー

マットレス下用 スタンダードセンサー

マットレス下にセンサーを置き、センサーに重量が
架からなくなるとナースコールで報知します。



特徴

- ◆ 体圧分散、エアーマットレスの下で使用できます。
- ◆ 寝返りによる誤動作を防止します(反応時間遅延機能)
- ◆ 自動スタート機能で電源の入れ忘れが防止できます。



カタログ番号	サイズ・仕様	価格
M519	<p><構成> コントローラ、AC電源アダプタ、マットレス下ベッドセンサー ナースコール接続アダプタ付属 *1</p> <p><機能> ・反応時間遅延機能 0秒,2秒 ・中断機能 ・アラームワンショット機能 ・離床LED点灯</p> <p><仕様> ・センサーサイズ:80cm×33.5cm ケーブル 230cm ・ケーブル:3m (コントロールボックスから) ・電源:AC電源アダプタ(DC12V)</p>	50,000円

*1) ナースコールによっては別途費用がかかることがありますので、事前に問い合わせください。

 株式会社メディカルプロジェクト

TEL 054-252-1141