

Medical Project

CVC抜去予防クリップ

CVC 計画外抜去の新対策！
点滴ルートと病衣を **ダブルクリップ** で保持
ドレッシング固定と併用し、**多段階固定** ¹⁾



- ☑ **簡単に装脱着**
ワンタッチでクリップ開閉
- ☑ **ルートを整理**
複数の点滴ルートをまとめて保持
- ☑ **計画外抜去を予防** ¹⁾
CVC の牽引力を緩衝
- ☑ **繰返し使用可能** [※]

※ 同一患者のみ。劣化・摩耗・汚染時には交換ください

1) 「多段階固定法 (Tube Clip for Clothing: 病衣固定クリップ) による CVC 計画外抜去の予防 - 単施設後方視的観察研究」
第 48 回 日本集中治療医学会学術集会



カタログ番号	品名	価格(税別)
MM-21	CVC 抜去予防クリップ 10 個入り/箱 (単価 1,800 円)	18,000 円
■材質 ・クリップ: ABS 樹脂 ・固定部: ナイロン樹脂 ・調整ストッパー: PVC ・紐: ポリエステル 100% ・パッキン: ポリアセタール		
■サイズ ・クリップ: 38mm × 15mm ・固定部: 45mm × 18mm ・紐長さ: MAX 17cm		



 **株式会社メディカルプロジェクト**

〒420-0026 静岡市葵区大鋸町 1 番地の 12

TEL 054-252-1141