

# Bed Sensor

## 離床センサー ワイヤレスベッドセンサー

### マットレス下用センサー

マットレス下にセンサーを置き、センサーに重量が  
架からなくなるとナースコールで報知します。



#### 特 徴

- ◆ 体圧分散、エアーマットレスの下で使用できます
- ◆ コードが無く、マットレス下に簡単に設置できます
- ◆ 寝返りによる誤動作を防止します(反応時間遅延機能)
- ◆ 自動スタート機能で電源の入れ忘れが防止できます

カタログ番号	サイズ・仕様	価格
M519W	<p>&lt;構成&gt; マットレス下ベッドセンサー、無線受信コントローラ、AC電源アダプタ ナースコール接続アダプタ付属 *1</p> <p>&lt;機能&gt; ・反応時間遅延機能 0秒,2秒 ・中断機能 ・ナースコールワンショット機能</p> <p>&lt;仕様&gt; ・センサーサイズ:83cm×26cm 厚さ:16mm ・受信機電源:AC電源アダプタ(DC5V) ・受信機無線:小電力無線、電波到達距離 約20m</p>	60,000円

\*1) ナースコールによっては別途費用がかかることがありますので、事前に問い合わせください。

 株式会社メディカルプロジェクト

TEL 054-252-1141