

# Medical Project

## 新生児用点滴固定シーネ



- ◆シーネの一部がループでチューブ接続部をガードし、自己抜去、カテーテル折れを防止します。
- ◆指先の拘束がなく、血行障害を予防します。
- ◆指先やカテーテル挿入部の観察がしやすく、漏れや腫れ等の早期発見できます。
- ◆MRIでの使用が可能です。



使用例

カタログ番号	品名	価格(税別)
MS-300	新生児用点滴固定シーネ(ループ形状) 30個入り/箱 単価 400円	¥12,000
<仕様>	<ul style="list-style-type: none"><li>・サイズ シーネ部 40mm×60mm×厚さ11mm ループ長さ 47mm</li><li>・重量 約8g</li><li>・材質 メリヤス包帯(ポリプロピレンとポリエステル混紡) 軟質塩化ビニル(内部)、ABS樹脂(ループ部) ウレタンスポンジ(内部) ・ポリエステル(内部)</li></ul>	